

## OBSTRUKTIVNA (OSAS) IN CENTRALNA (CSAS) SPALNA APNEJA


### Obstruktivna apneja v spanju (OSAS)

je pogosta motnja spanja, ki prizadene 2-4 % odraslih, zlasti moške med 40. in 50. letom. Povzroča jo mehanska ovira v dihalnih poteh, kar vodi do pomanjkanja kisika. **Simptomi** vključujejo smrčanje, dušenje, nočno potenje, pogosto odvajanje urina ter motnje spanja, ki vodijo v dnevno zaspanost in razdražljivost.

(OSAS) povečuje tveganje za visok krvni tlak, srčne bolezni in diabetes. Zdravljenje obsega spremembe življenjskega sloga, **CPAP** naprave ali kirurške posege.

### Centralna apneja v spanju (CSAS)

je redkejša motnja, pri kateri dihanje preneha zaradi odsotnosti signalov iz možganov. (CSAS) lahko povzroča pretirano zaspanost in prekinitve dihanja med spanjem. Pogosto se pojavlja skupaj z OSAS in Cheyne-Stokes dihanjem. Zdravljenje vključuje **ASV in BIPAP** naprave.



Poskrbite za kakovosten spanec in brezskrbno dihanje!

Naročite izdelke enostavno po telefonu (041 734 399) ali

<http://sapiolife.si/trgovina/>

- MASKE ZA DIHANJE
- SILIKONSKI NASTAVKI ZA MASKE
- TRAKOVI ZA BRADO
- SILIKONSKE BLAZINICE ZA NOS
- VLAŽILCI ZA CPAP
- CEVI ZA CPAP
- FILTRI

Sapio life je pogodbeni dobavitelj ZZZS. Nudimo najem aparatov in opreme na naročilnico ZZZS.



A PART OF YOU  
NEVER APART, NEVER ASIDE

Informacije in naročila

041 734 399

[life@sapio.si](mailto:life@sapio.si)

[www.sapiolife.si](http://www.sapiolife.si)

### KORISTI

- korekcija regulacije dihanja med spanjem
- izboljšana kakovost spanja
- manjši občutek zaspanosti čez dan
- izboljšana kakovost življenja
- znižanje krvnega tlaka (pri bolnikih s hipertenzijo)

SAPIO TEHNIČNI IN MEDICINSKI PLINI  
Bukovžlak 107, 3000 Celje



Breathing the future

VODNIK ZA UPORABO  
CPAP, BIPAP  
IN ASV APARATOV PRISMA

[www.sapiolife.si](http://www.sapiolife.si)





## HITRI VODNIK ZA UPORABO NAPRAV IZ LINIJE PRISMA

### Uporaba naprave

Naprava *Prisma* je namenjena za preprečevanje motenj dihanja med spanjem. Pri potovanju naj bo shranjena v prenosni torbi. Nastavitve naprave sme spreminjati le pooblaščen oseba, kot je zdravnik.

### Vzdrževanje in čiščenje

Vstopni filter na zadnji strani naprave je treba čistiti enkrat tedensko.

Destilirano vodo v vlažilniku zamenjajte vsak dan.

Dihalno cev očistite dvakrat tedensko in jo zamenjajte enkrat letno.

Masko čistite vsak dan in jo zamenjajte enkrat letno.

Primerna maska, cev, in filtri vam na ZZZS naročilnico pripadajo 1x letno. (Za naročilo kompleta maske, cevi in filtrov kontaktirajte operativno Sapio Life na telefon **041 743 399**)

### Delovanje

Naprava ima funkcijo postopnega zagona, kar olajša prilagoditev na višji pritisk pri zbujanju ali spanju.


Vlažilnik omogoča nastavljanje stopnje vlažnosti, pri čemer lahko povečate ali zmanjšate vlago v zraku s pritiskom na gumba za višanje ali nižanje vrednosti.

Temperaturo vode v vlažilniku lahko prilagodite za večje ali manjše vlaženje. V prehodnih obdobjih ko je vlažnost zraka višja priporočamo da vlaženje zmanjšate.

V primeru vprašanj glede delovanja ali izpisa kode na ekranu naprave, pokličite operativno Sapio Life na stalno telefonsko številko **041 743 399**.

**Aparati iz linije naprav Prisma so izjemno učinkoviti pri preprečevanju obstruktivne (OSAS) in centralne (CSAS) spalne apneje na domu. Aparat prek maske usmerja stalni tok zraka v dihalne poti. Ta neprekinjen pozitiven tlak zagotavlja nemoteno dihanje.**

## UPORABA NAPRAV PRISMA SMART



PRISMA SMART aparati se preko Bluetooth tehnologije povežejo z Prisma Smart aplikacijo, kjer lahko spremljate učinkovitost spalne terapije.



PRISMA SMART (Auto CPAP)

CE 0197

## UPORABA NAPRAV PRISMA 20A, ST IN CR

**OPOZORILO**  
Poskrbite, da bo vlažilec med uporabo na ravni površini, da preprečite razlitje vode. Pred prenašanjem naprave izklopite vlažilec in izpraznite posodo z vodo.

Pripomočki se lahko uporabljajo samo po navodilih zdravnika. Zagotavlja se pozitiven tlak v dihalnih poteh za lajšanje s spanjem povezanih motenj dihanja pri bolnikih, ki dihamo spontano. Pripomočki se uporabljajo v kliničnih ustanovah in domačem okolju.



PRISMA 20A (Auto CPAP)

CE 0197



(PRISMA CR) ASV

CE 0197



(PRISMA ST) BiPAP

CE 0197



(VLAŽILEC PRISMA AQUA)

\* vse prisma naprave vključujejo vlažilec

Izbira primerne maske je ključna za preprečevanje motenj dihanja med spanjem.



Maske so kompatibilne z vsemi Prisma aparati

## DA BO UPORABA UDOBNEJŠA DODATKI ZA PRISMA NAPRAVE



CPAP grelna cev  
Pogosti prehladi, vnete dihalne poti ali bolečine v zobeh med terapijo? Izberite grelno cev za udobnejšo terapijo

CPAP cev

Nastavek za sušenje



Sredstvo za čiščenje



Inverter za polnjenje naprav na poti